

MEDGAL[®]
ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS



ISO 13485



CE0197

PŁYTKI KOSTNE - SYSTEM 2,0

BONE PLATES - SYSTEM 2,0

Katalog produktów
Products catalogue

Materialy / Materials:

PŁYTKI I WKRETY / SCREWS AND PLATES:

1-xx-xxx-xx - Tytan / Titanium

4-xx-xxx-xx - Stal implantacyjna / Stainless steel

5-xx-xxx-xx - Stal implantacyjna + DLC / Stainless steel + DLC

11-xx-xxx-xx - Tytan + DLC / Titanium + DLC

*DLC- pokryte węglem / DLC (Diamond-Like Carbon) coated

Płytki kostne / Bone plates	2
Instrumentaria / Instrument sets	9
Wkręty kostne / Bone screws	10

Płytką T 2.
T 2 plate.

Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	30	X-04-255-04

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0



Płytką Y 3.
Y 3 plate.

Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	33	X-04-256-04

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0



Płytką T 3.
T 3 plate.

Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	30	X-04-257-04

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0



Płytką talerzowa.

Ring plate.



Otwory / Holes	D (mm)	Nr kat. / Ref. no.
7	16	X-04-258-07

Grubość / Thickness: 1,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0**Płytką dwumostkowa.**

Double bridge plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	15	X-04-259-04

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0**Płytką H.**

H plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	12	X-04-260-04

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Płytki czteromostkowa.

Quadruple bridge plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Lewa / Left	Prawa / Right
8	23	X-04-285-00	X-04-286-00

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Płytki do osteotomii.

Plate for osteotomies.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	34	X-04-261-04
5	40	X-04-261-05

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytki do osteotomii.

Plate for osteotomies.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	27	X-04-262-04
5	32	X-04-262-05

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 1,5

Płytki kłykciowa.

Condylar plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
7	54	X-04-264-07

Grubość / Thickness: 1,3 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytki kłykciowa z pinem.

Condylar plate with pin .



Otwory / Holes	L (mm)	Lewa / Left	Prawa / Right
6	39	X-04-265-06	X-04-266-06

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytki adaptacyjna T.

T adaptation plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
7	52,5	X-04-267-07

Grubość / Thickness: 1,3 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytki adaptacyjna Y.

Y adaptation plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
7	55	X-04-268-07

Grubość / Thickness: 1,3 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytki T.

T plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
7	52,5	X-04-269-07

Grubość / Thickness: 1,3 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytki L 2.

L 2 plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Lewa / Left	Prawa / Right
4	32	X-04-323-04	X-04-324-04

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0

Płytką hakowa.

Hook plate.



Otworki / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
7	46	X-04-194-07

Grubość / Thickness: 1,8 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 1,5; \varnothing 2,0**Płytką prostą rekonstrukcyjną.**

Straight reconstruction plate.



Otworki / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
5	29	X-02-165-05
6	35	X-02-165-06
7	41	X-02-165-07
8	47	X-02-165-08
9	53	X-02-165-09
10	59	X-02-165-10
11	65	X-02-165-11
12	71	X-02-165-12
13	77	X-02-165-13
14	83	X-02-165-14
15	89	X-02-165-15

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0**Płytką prostą.**

Straight plate.



Otworki / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	31	X-02-166-04
5	38	X-02-166-05
6	45	X-02-166-06
7	52	X-02-166-07
8	59	X-02-166-08
10	73	X-02-166-10

Grubość / Thickness: 1,3 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0

Płytką prostą.

Straight plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	23	X-02-170-04
6	36	X-02-170-06

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0**Płytką prostą kompresyjną.**

Compression straight plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
3	17	X-02-175-03
4	23	X-02-175-04
5	29	X-02-175-05
6	35	X-02-175-06
12	71	X-02-175-12

Grubość / Thickness: 1,2 mm

Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0**Płytką prostą rekonstrukcyjną.**


Straight reconstruction plate.



Otwory / Holes	L (mm)	Nr kat. / Ref. no.
4	26	X-02-169-04
6	40	X-02-169-06
8	54	X-02-169-08
10	67	X-02-169-10
12	81	X-02-169-12

Grubość / Thickness: 1,3 mm


Wkręty blokowane / Locked screws: \varnothing 2,0Wkręty korowe / Cortical screws: \varnothing 2,0



Instrumentarium do systemu 2,0 / Instrument sets for system 2,0: 4-57-00-04



1. Wkrętak 6-kątny s1,5 / Hexagonal screwdriver s1,5	x 1 szt.	4-43-33-02.1
2. Drut Kirschnera \varnothing 0,8 x 150 mm / K-wire \varnothing 0,8 x 150 mm	x 4 szt.	4-06-01-15
3. Trzpień do gięcia płytek / Bending pin	x 2 szt.	4-57-123-00
4. Prowadnica z miarką długości wkręta / Threaded drill guide with depth gauge	x 2 szt.	4-57-122-00
5. Wiertło chirurgiczne \varnothing 1,5 x 100 mm / Drill \varnothing 1,5 x 100 mm	x 2 szt.	4-40-02-15
6. Pogłębiacz stożkowy / Countersink	x 1 szt.	4-57-125-05
7. Gwintownik \varnothing 2,0 / Tap \varnothing 2,0	x 1 szt.	4-42-03-20
8. Prowadnica wiertła \varnothing 1,5 i gwintownika \varnothing 2,0 / Drill guide \varnothing 1,5 and tap guide \varnothing 2,0	x 1 szt.	4-57-124-00
9. Chwył dynamometryczny wkrętaka / Torque limiter holder for screwdriver	x 1 szt.	4-43-45-03
10. Trzpień wkrętaka T6 / Screwdriver shaft T6	x 1 szt.	4-43-45-13
11. Trzpień wkrętaka s1,5 / Screwdriver shaft s1,5	x 1 szt.	4-43-45-14
12. Wkrętak krzyżowy 0,7 mm / Cruciform screwdriver 0,7 mm	x 1 szt.	4-43-04-01

Kontener / Container: 4-99-99-150





Wkręty blokowane samogwintujące - \varnothing 2,0
Self-tapping locked screws - \varnothing 2,0




L (mm)	 s1,5	 T6
6-14 (co 1 mm)	X-01-260-L	X-01-262-L
16-30 (co 2 mm)	X-01-260-L	X-01-262-L



Wkręty blokowane samowiercące - \varnothing 2,0
Self-drilling locked screws - \varnothing 2,0




L (mm)	 s1,5	 T6
6-14 (co 1 mm)	X-01-261-L	X-01-263-L
16-30 (co 2 mm)	X-01-261-L	X-01-263-L

Wkręty korowe samogwintujące - \varnothing 2,0
Self-tapping cortical screws - \varnothing 2,0



L (mm)	L1 (mm)	 s1,5	 T6
5-9 (co 1 mm)	2	X-01-45-L	X-01-282-L
10-12 (co 1 mm)	2,5	X-01-45-L	X-01-282-L
14-38 (co 2 mm)	3	X-01-45-L	X-01-282-L

Wkręty korowe samogwintujące - \varnothing 1,5
 Self-tapping cortical screws - \varnothing 1,5



L (mm)	L1 (mm)	⊙ s1,5	⊕ 0,7
5-7 (co 1 mm)	1,8	X-01-42-L	X-01-43-L
8-12 (co 1 mm)	2	X-01-42-L	X-01-43-L
14-16 (co 1 mm)	2,5	X-01-42-L	X-01-43-L
18-24 (co 2 mm)	2,5	X-01-42-L	X-01-43-L

ADRES DO KORESPONDENCJI / CORRESPONDENCE ADDRESS

MEDGAL Sp. z o.o.
15-122 Białystok, ul. Wąska 59
Polska / Poland

ZAKŁAD PRODUKCYJNY / FACTORY

16-001 Księżyno k/Białegostoku, ul. Niewodnicka 26A

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY / MARKETING & SALES DEPARTMENT

Tel.: +48 85 6632-999

CENTRALA / MAIN OFFICE

Tel.: +48 85 6632-344
Fax: +48 85 6632-622

E-mail: bj@medgal.com.pl